

# Dexcom G6®

## TRE **VIKTIGA** STEG ATT GÖRA INNAN DU SKA STARTA DEXCOM G6 MED OMNIPOD 5



Det är enkelt att starta Dexcom. Här hjälper vi dig med 3 små men viktiga steg innan du kan starta din första sensor.

Fråga din diabetessköterska om du ska starta Dexcom G6 vid ett digitalt eller ett fysiskt möte.

Dexcom G6-appen funkar på de flesta mobiler! Du kontrollerar om din mobil är kompatibel här: [www.dexcom.com/compatibility](http://www.dexcom.com/compatibility)



**Making  
Diabetes  
Easier**

**i**nordic  
**INFU**care

## Steg 1


Ladda ner appar

- (1) Ladda ner Dexcom G6 appen från App Store eller Google Play
- (2) Ladda ner Glooko-appen från App Store eller Google Play. Alternativt kan du gå in på websidan [my.glooko.com](http://my.glooko.com) för nästa steg

## Steg 2

Skapa konto och logga in på Dexcom och Glooko

- (1) I Dexcom G6-appen: följ instruktionen för att skapa ett konto. Om du redan har ett Dexcom-konto, logga bara in med ditt användarnamn och lösenord
- (2) I Glooko-appen eller på websidan [my.glooko.com](http://my.glooko.com): följ instruktionen för att skapa ett konto. Om du redan har ett Glooko-konto, logga bara in med ditt användarnamn och lösenord
- (3) Skriv ner dina användaruppgifter på ett säkert ställe, så du kan logga in och använda en annan mobil vid behov



Användare under 18 år behöver en myndig anhörig med Dexcom-konto. Följ instruktionerna för att skapa ett vanligt Dexcom-konto för den myndige på den myndiges telefon. Skapa sen ett nytt konto för omyndige på samma telefon. Slutför genom att logga in med den omyndiges kontouppgifter på dennas telefon

## Steg 3

Anslut  
Dexcom-konto  
till Glooko-  
konto

Dela dina  
glukosvärden  
med din klinik

ProConnect-kod  
från din klinik  
krävs.



Kontakta kliniken  
om den saknas.

### Via Glooko-appen

- (1) Gå till "Synkronisera" och klicka på "Ny enhet"
- (2) Välj "Kontinuerliga glukosmätare" och sedan "Dexcom"
- (3) Ange användarnamn och lösenord för ditt Dexcom-konto. Följ instruktionerna

### Via my.glooko.com

- (1) Klicka på cirkeln med dina initialer högst upp till höger och klicka på "Inställningar"
- (2) Skrolla ner till "Appar och enheter" och klicka på "Dexcom"
- (3) Ange användarnamn och lösenord för ditt Dexcom-konto. Följ instruktionerna

### Via glooko - appen

- (1) Klicka på person-ikonen högst upp till höger och klicka på "Profil"
- (2) Klicka på "ProConnect" och klicka på "Lägga till vårdteam". Fyll i koden och bekräfta
- (3) Du får ett bekräftelsesmeddelande på mejl

### Via my.glooko.com

- (1) Klicka på cirkeln med dina initialer högst upp till höger, och klicka på "Profil"
- (2) Skrolla ner till "Konto" och "ProConnect-kod" / stjärnan med "Primär vårdgivare". Fyll i koden och bekräfta
- (3) Du får ett bekräftelsesmeddelande på mejl

# DexcomG6<sup>®</sup>

## Om du ska använda Följarkfunktionen

Med Dexcom G6 kan du enkelt dela dina glukosvärden, till exempel med en vän/förälder/partner som kan vara ett extra stöd och ge extra trygghet.

### Dexcom G6-användaren

- (1) Gå till Inställningar och klicka på "Share" i toppen av skärmen
- (2) Bjud in följare genom att skriva in deras mejladress och välja vad du vill dela. Använd endast den mejladress som kan öppnas på följarens mobiltelefon

### Följaren

- (1) Ladda ner Dexcom Follow appen från App Store eller Google Play
- (2) Följ instruktionerna i mejlet du får. Kontrollera din skräppost om du inte hittar mejlet
- (3) Ställ in vilka varningar du vill ha

Behöver du hjälp? Vår support finns med dig både före och under din användning av våra produkter!

Ring på 08-601 24 40 - du når oss på vardagar kl 8-22.

Du kan också mejla din fråga till [diabetessupport@infucare.com](mailto:diabetessupport@infucare.com).

?



Lycka till med  
Dexcom G6 och  
Omnipod® 5



**Making  
Diabetes  
Easier**

**nordic  
INFUCARE**

Läs mer på: [diabetesinfucare.com](http://diabetesinfucare.com) | [makingdiabeteseasier.se](http://makingdiabeteseasier.se) | [facebook.com/MakingDiabetesEasierSverige](https://facebook.com/MakingDiabetesEasierSverige) | [@makingdiabeteseasier\\_se](https://twitter.com/makingdiabeteseasier_se)

Dexcom tillverkas av Dexcom, Inc. 6340 Sequence Drive San Diego, CA 92121 USA. [dexcom.com](http://dexcom.com) Dexcom G6 är CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC. Insulet Corporation, tillverkare av Omnipod, Insulet Netherlands BV Stadsplateau 7, 3521 AZ Utrecht, Nederländerna. [www.myomnipod.com](http://www.myomnipod.com)

Omnipod 5 Automated Insulin Delivery System är CE-märkt enligt MDR (EU) 2017/745 **CE**

2797

DIA.SE.578-01-DEC2024