

Gå genom säkerhetskontrollen på flygplatsen med Dexcom G6® CGM-system

Dexcom G6 kan vara en bra resekamrat; Du kan gå genom metaldetektorer, bli handskannad och till och med ha mottagaren påslagen under flygturen.

Säkerhetsutrustningen på flygplatsen

Skanning med handenhet, kroppsvisitering och att gå igenom metaldetektorer är alla metoder som är ok och som inte skadar din Dexcom G6.

Om du känner dig osäker eller inte bekväm med att gå igenom metaldetektorn, kan du informera säkerhetspersonalen om att du har en kontinuerlig glukosmätare på dig och att du därför vill ha en skanning med handenhet och visuell inspektion av sensorn och av mottagaren.

Berätta att sensorn inte går att ta av, då sensortråden sitter under huden.

Då Dexcom inte haft möjlighet att testa alla avancerade kroppsskanners och röntgenapparater föreslår vi att du ber om skanning med handenhet och visuell inspektion för att vara på den säkra sidan.



När du använder Dexcom G6 kan du fråga om skanning med handenhet, kroppsvisitering och visuell visitering istället för att gå igenom AIT kroppsskanner (Advanced Imaging Technology).



Dina Dexcom G6-delar ska inte röntgas. Placera alla delar i en egen påsen som du ger säkerhetspersonalen. När det gäller annan medicinsk utrustning, t ex mediciner, blodsockermätare och teststickor, kolla producenternas riktlinjer.

På flyget

För att få dina glukosvärden under flygresan när du använder smarteneht eller mottagaren:

- Smartenhet: Sätt på flygplansläde och slå därefter på Bluetooth.
- Mottagare: Låt mottagaren vara påslagen.

Kontakta flygbolaget för riktlinjer.