

OMNIPOD® 5 AUTOMATED INSULIN DELIVERY SYSTEM -JÄRJESTELMÄN ALKUASETUKSET (mmol/l-versio)



Luottamuksellista potilastietoa

Potilaan nimi					
Päivämäärä	/ /	Hoitavan lääkärin nimi			
Puhelin		Sairaala			
Kokonaisvuorokausiannos ennen pumppua		yksikköä	Tämänhetkinen insuliinin kokonaisvuorokausiannos insuliinipumpulla		yksikköä/vrk

Ennen koulutusta diabeteshoitotiimin on täytettävä asetukset tähän lomakkeeseen. Sensorin valinnasta on keskusteltava ennen Omnipod® 5 -järjestelmän teknistä käyttöönottoa, ja käyttäjän on noudatettava Sensorin valmistajan käyttöohjeita. Varaa tarvittaessa aika yksilöllistä koulutusta varten. Merkitse potilaan käyttämä yhteensopiva Sensori:

- Dexcom G6: Lähettimen sarjanumero (SN) _____.
- Dexcom-Sensori on aktivoitava ENNEN koulutusta.
- FreeStyle Libre 2 Plus: UUSI Sensori käynnistetään Omnipod 5 -koulutuksen aikana.

Omnipod® 5 -Ohjaimen asetukset.

*Asetusten on perustuttava diabeteshoitotiimin suositukseen

1 > Maks.basaalitaso (Manuaaltilaa varten)			_____ yksikköä/tunti
2 > Basaali 1 *	Aikasegmentit		
Pienin basaaliannosten väli on 0,05 yksikköä/tunti	00.00 - _____		_____ yksikköä/tunti
	_____ - _____		_____ yksikköä/tunti
	_____ - _____		_____ yksikköä/tunti
	_____ - _____		_____ yksikköä/tunti
	_____ - _____		_____ yksikköä/tunti
	_____ - _____		_____ yksikköä/tunti
	_____ - _____		_____ yksikköä/tunti
Basaali-insuliini yhteensä: _____ yksikköä/tunti	_____ - _____		_____ yksikköä/tunti
	_____ - _____		_____ yksikköä/tunti
3 > Tilap. Basaali (%) Manuaaltilaa varten	<input type="checkbox"/> Käytössä	<input type="checkbox"/> Ei käytössä	
4 > Glukoositavoite*	Aikasegmentit	Glukoositavoite	Korjaa Kun Yli
Valittavat Glukoositavoitteet: 6,1 - 6,7 - 7,2 - 7,8 - 8,3 mmol/l	00.00 - _____	_____ mmol/l	_____ mmol/l
	_____ - _____	_____ mmol/l	_____ mmol/l
	_____ - _____	_____ mmol/l	_____ mmol/l
	_____ - _____	_____ mmol/l	_____ mmol/l
	_____ - _____	_____ mmol/l	_____ mmol/l
	_____ - _____	_____ mmol/l	_____ mmol/l
	_____ - _____	_____ mmol/l	_____ mmol/l
	_____ - _____	_____ mmol/l	_____ mmol/l
	_____ - _____	_____ mmol/l	_____ mmol/l

5 > HH-suhde* (vähintään 1 – enintään 150 g hiilihydraatteja)	Aikasegmentit	1 insuliiniyksikön kattama hiilihydraattimäärä (g)
	00.00 - _____	_____ g hiilihydraatteja
	_____ - _____	_____ g hiilihydraatteja
	_____ - _____	_____ g hiilihydraatteja
	_____ - _____	_____ g hiilihydraatteja
	_____ - _____	_____ g hiilihydraatteja
	_____ - _____	_____ g hiilihydraatteja
	_____ - _____	_____ g hiilihydraatteja
	_____ - _____	_____ g hiilihydraatteja
6 > Korjauskertoimen* (vähintään 0,1 – enintään 22,2 mmol/l)	Aikasegmentit	1 insuliiniyksikkö laskee VS-arvoa
	00.00 - _____	_____ mmol/l
	_____ - _____	_____ mmol/l
	_____ - _____	_____ mmol/l
	_____ - _____	_____ mmol/l
	_____ - _____	_____ mmol/l
	_____ - _____	_____ mmol/l
	_____ - _____	_____ mmol/l
	_____ - _____	_____ mmol/l
7 > Insuliinin Vaikutusaika * Vain boluslaskurille (2–6 tuntia)	_____ tuntia	
8 > Maks.bolus* Vain boluslaskurille (0,05–30 yksikköä)	_____ yksikköä	
9 > Jatkettu Bolus (Manuaaltilaa varten)	<input type="checkbox"/> Käytössä <input type="checkbox"/> Ei käytössä	

Seuraavat asetukset ovat ennalta määritettyjä, ja niitä voi olla tarpeen muuttaa hoitavan lääkärin suosituksen mukaan.

Nämä asetukset ovat kohdassa "Asetukset"		
Glukoositavoitealue	Yläraja _____ (enintään 11,1 mmol/l)	Alaraja _____ (vähintään 3,9 mmol/l)
Nämä asetukset ovat kohdassa "Bolus"		
Matalin Verensokeri Laskelmia Varten (2,8–3,9 mmol/l)	_____ mmol/l	
Känteinen Korjaus (oletus: Käytössä)	<input type="checkbox"/> Käytössä	<input type="checkbox"/> Ei käytössä
Nämä asetukset ovat kohdassa "Muistutukset"		
Säiliö lähes tyhjä (oletus: 10 yksikköä)	_____	
Pumppu vanhenee (oletus: 4 tuntia)	_____	
FreeStyle Libre 2 Plus -Sensoria käytettäessä:		
Matala glukoosi -hälytys (3,3–5,5 mmol/l)	_____ mmol/l	
Korkea glukoosi -hälytys (6,7–22,2 mmol/l)	_____ mmol/l	
Puuttuvat Sensorin arvot	<input type="checkbox"/> Käytössä	<input type="checkbox"/> Ei käytössä

Kohdassa Asetukset/Yleiset/Wi-Fi/Näytä lisää: valitse Wi-Fi-asetukset - Ota käyttöön automaattisesti (1. vaihtoehto - Ota käyttöön) - Avaa verkkoviestit (2. vaihtoehto - Poista käytöstä)

Kouluttaja	Allekirjoitus	Päivämäärä
Hoitava lääkäri	Allekirjoitus	Päivämäärä