

TJEKLISTE VED START

Fortrolige helbredsoplysninger

Gennemgået undervisning: (sæt kryds ved alt, der er gennemgået) Dato for undervisning ___/___/___ Undervisningsform: Fysisk Virtuel

Patientens navn (med blokbogstaver): _____ Fødselsdato: ___/___/___

Navn på tilstedeværende sygeplejerske (ved tilstedeværelse): _____

Ressourcer og støtte

Nordic Infucare Produktsupport døgn-tlf.: 70 28 10 24

- Brugervejledning/Teknisk brugervejledning
- Indikationer, kontraindikationer og forsigtighedsregler samt insulin til anvendelse
- Returprogram
- Bestilling af flere Poder og teknisk support

Startindstillingen af systemet (demonstration)

Indstilling af Omnipod® 5 Kontrolenhed

- Indstillinger, som er specifikke for Kontrolenheden (f.eks. meddelelser, batteriskift og optimering)
- Grundindstillinger – Individuel indstilling for skærmlåsning, tidszone, dato og datoformat
- Initiale insulinindstillinger, indstillinger for basalinsulin og bolusberegner

Aktivering/deaktivering af Pod (demonstration)

- Påfyldningsport, plaster, kanylehætte, rosa indikator, vandtæthed, anvisninger for opbevaring
- Kommunikationsproces ved fjernkommunikation
- Aktivér Poden
 - Insulin med stuetemperatur
 - Fyld sprøjten – min.-/maks.-mængder
 - Fyld IKKE Poden på forhånd
 - Valg og skift af sted samt forberedelse
 - Automatisk indføring af kanyle – kontrollér infusionssted/visningsvindue og rosa indikator
- Når Poden skal udskiftes og tages af
- Trin til deaktivering

Indstilling og tilslutning af Sensor

- Tal om Sensorfunktionen
- Tal om frit "synsfelt" og afstand mellem Pod og Sensor
- Parring/kobling af Sensor med Pod

Automatiseret Tilstand

- Automatiseret Automatiseret Tilstand: Begrænset Manuel

Kommentarer

Patientens/forælderens/værgens underskrift: _____ Dato: ___/___/___

Underviserens navn (med blokbogstaver): _____

Underviserens underskrift: _____ Dato: ___/___/___

Omnipod® 5 – Oversigt over appen

Startskærm

- Statuslinje, Menuikon, Meddelelse/Alarm, Indikator for systemtilstand (Automatiseret Tilstand eller Manuel Tilstand)
- Faner
 - Dashboard – Aktivt Insulin, sensorværdi og trend
 - Insulin
 - Pod-info – Vis Pod-info

Seneste bolus

Bolusikon

Sensorgraf

Menuikoner – Oversigt

- Skift tilstand
- Indstillinger – Basalprogram, Bolus
- Historikoplysninger og Meddelelser

Systemtilstande

- Automatiseret og Automatiseret Tilstand: Begrænset – (sensorværdier mangler, sensoropvarmning)
- Ingen Pod-kommunikation
- Manuel Tilstand

Flere funktioner

- Yderligere undervisning før brug (f.eks. Aktivitetsfunktionen, Forlænget Bolus, Midl. Basal, yderligere basalprogrammer)
- Datahåndtering

Farealarmer, Adviserende alarmer og Meddelelser

- Farealarmer – akut handling er påkrævet
- Adviserende alarmer – reaktion er påkrævet
- Meddelelsesfelt

Sikkerhed

- Hypoglykæmi
- Hyperglykæmi, ketoner og diabetisk ketoacidose
- Håndtering af sygedage
- Husk at kontakte diabetesteamet i nødsituationer
- Opdateringer af software og hardware

