

# OMNIPOD® 5 AUTOMATED INSULIN DELIVERY SYSTEM

## TARKISTUSLISTA KÄYTÖN ALOITUKSESSA

Luottamuksellisia terveystietoja



Suoritettu koulutus: (merkitse asiaankuuluvat kohdat rastilla) Koulutuspv: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Koulutusmuoto:  Fyysinen  Virtuaalinen

Potilaan nimi (tekstien): \_\_\_\_\_ Syntymäaika: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Läsnäolevan hoitajan nimi (jos läsnä): \_\_\_\_\_

### Resurssit ja tuki

Nordic Infucaren tuotetuki 24 h/vrk 08-601 2440

- Käyttöopas / tekninen käyttöopas
- Tarkistetut käyttöaiheet, vasta-aiheet ja varotoimet sekä käytettävä insuliini
- Palautusohjelma
- Uusien Pumppujen tilaus ja tuki

### Järjestelmän alkuasetukset (esittely)

Omnipod® 5 -Ohjaimen asetukset

- Ohjainta koskevat asetukset (esim. Ilmoitukset, paristojen vaihto ja optimointi)
- Perusasetukset – henkilökohtaiset näytönlukitusta, aikavyöhykettä, päivämäärää ja päivämäärän muotoa koskevat asetukset
- Insuliinin alkuasetukset, basaali-insuliinin asetukset ja boluslaskuri

### Pumpun aktivointi / poistaminen käytöstä (esittely)

- Täyttöpotti, ihoteippi, neulansuojus, vaaleanpunainen liukuosoitin, vesitiiviys, säilytysohjeet
- Langattoman viestinnän toimintaperiaate
- Pumpun aktivointi
  - Huoneenlämpöinen insuliini
  - Ruiskun täyttö – minimi- ja maksimimäärät
  - Pumppua EI saa esitäyttää
  - Kiinnityskohdan vaihtelu ja valmistelu
  - Automaattinen kanyylin asetus – infuusiokohdan/ tarkistusikkunan ja vaaleanpunaisen liukuosittimen tarkistus
- Milloin Pumppu on vaihdettava ja irrotettava
- Käytöstä poistamisen vaiheet

### Sensorin asetukset ja yhdistäminen.

- Sensorin toiminta
- Pumpun ja Sensorin välinen ”näköyhteys” ja etäisyys
- Sensorin yhdistäminen Pumppuun

### Automatisoitu Tila

- Automatisoitu Tila  Automatisoitu Tila: Rajoitettu  Manuaalitila

Merkintöjä

Potilaan/hoitajan allekirjoitus: \_\_\_\_\_ Päivämäärä: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Kouluttajan nimi (tekstien): \_\_\_\_\_

Kouluttajan allekirjoitus: \_\_\_\_\_ Päivämäärä: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

### Omnipod® 5 – Sovelluksen yleiskatsaus

Aloituspäivä

- Tilapalkki, Valikkokuvake, Ilmoitus/Hälytys, järjestelmän tilan osoitin (Automatisoitu Tila tai Manuaalitila)
- Välilehdet
  - Aloitusnäyttö – Aktiivinen Insuliini, Sensoriarvo ja trendi
  - Insuliini
  - Pumpputiedot – Näytä Pumpputiedot
- Viimeisin bolus
- Boluskuvake
- Sensorikäyrä

Valikkokuvakkeiden yleiskatsaus

- Tilan vaihto
- Asetukset – Basaali-ohjelma, Bolus
- Historiatiedot ja Ilmoitukset

Järjestelmän tilat

- Automatisoitu Tila ja Automatisoitu Tila:
- Y ylimääräinen laatikko (Automatisoitu Tila ja Automatisoitu Tila: Rajoitettu - (sensoriarvojen puuttuminen, sensorin lämpeneminen)
- Ei yhteyttä Pumppuun
- Manuaalitila

Muut toiminnot

- Lisäkoulutus ennen käyttöä (esim. Liikuntatoiminto, Jatkettu Bolus, Tilap. Basaali, useampi Basaali-ohjelma) Tietojenkäsittely

### Vaarahälytykset ja Ilmoitukset

- Vaarahälytys – vaatii välittömiä toimenpiteitä
- Ilmoitukset – vaatii kuittauksen
- Viesti-ikkuna

### Turvallisuus

- Hyperglykemia, ketoaineet ja diabeettinen ketoasidoosi
- Toiminta sairastumisen yhteydessä
- Kiireellisissä tapauksissa yhteys diabeteshoitotiimiin
- Ohjelmisto- ja laitteistopäivitykset
- 
-

