



6 > BG-mål och Korrigera Över	Tidssegment	Mål	Korrigera Över
	00:00 am till _____	_____ mmol/L	_____ mmol/L
	_____ till _____	_____ mmol/L	_____ mmol/L
	_____ till _____	_____ mmol/L	_____ mmol/L
	_____ till _____	_____ mmol/L	_____ mmol/L
7 > Min BG för Beräkning	_____ mmol/L		
8 > Kolhydratkvot	Tidssegment	1 enhet insulin täcker	
	00:00 till _____	_____ g/kolhydrater	
	_____ till _____	_____ g/kolhydrater	
	_____ till _____	_____ g/kolhydrater	
	_____ till _____	_____ g/kolhydrater	
	_____ till _____	_____ g/kolhydrater	
	_____ till _____	_____ g/kolhydrater	
	_____ till _____	_____ g/kolhydrater	
	_____ till _____	_____ g/kolhydrater	
9 > Korrigeringsfaktor	Tidssegment	1 enhet insulin sänker blodglukosvärdet med	
	00:00 till _____	_____ mmol/L	
	_____ till _____	_____ mmol/L	
	_____ till _____	_____ mmol/L	
	_____ till _____	_____ mmol/L	
	_____ till _____	_____ mmol/L	
	_____ till _____	_____ mmol/L	
	_____ till _____	_____ mmol/L	
	_____ till _____	_____ mmol/L	
10 > Omvänd Korrigering	Av	På	
11 > Insulinduration	_____ Timmar		
12 > Max Bolus	_____ Enheter		
13 > Förlängd Bolus	Av	På	
14 > Varning låg reservoar	_____ Enheter	Förinställt på 10 enheter. Kan ändras från mellan 10 till 50 enheter efter initial installering	
15 > Varning Podutgångstid	_____ Timmar	Förinställt på 4 timmar. Kan ändras från mellan 1 till 24 timmar efter initial installering	
*Alla inställningar ska tillhandahållas av vårdgivaren			
Telefonnummer hjälplinje.		Kontaktnummer utanför kontorstid	
Eventuell uppföljningsplan			

Kom ihåg att diabetesteamet på ovannämnda sjukhus ansvarar helt för alla kliniska beslut som gäller den ovannämnda patienten.



diabetesinfucare.com | makingdiabeteseasier.se  
facebook.com/MakingDiabetesEasierSverige | @makingdiabeteseasier\_se

NordicInfu Care AB (Distributör) · Box 14026 · 167 14 Bromma, telefon 08-601 24 40 · www.infucare.com

