

Genomgången utbildning: (kryssa för allt som gäller) Datum för utbildning ___/___/___ Utbildningsform: Fysiskt Virtuell

Patientens namn (textat): _____ Födelsedatum: ___/___/___

Namn på närvarande sköterska (vid närvaro): _____

Resurser och stöd

Nordic Infucare Produktsupport 24/7 08-601 24 40

- Användarhandbok/Teknisk användarhandbok
- Indikationer, kontraindikationer och försiktighetsåtgärder samt insulin för användning
- Returprogram
- Beställning av fler Podar och teknisk support

Startinställningen av systemet (demonstration)

Inställning av Omnipod® 5 Handenhet

- Inställningar som är specifika för Handenheten (t.ex: meddelanden, batteribyte och optimering)
- Grundinställningar – Individuell inställning för skärmläsning, tidszon, datum och datumformat
- Initiala insulininställningar, inställningar för basalinsulin och boluskalkylator

Aktivering/Deaktivering av Pod (demonstration)

- Påfyllningsport, häfta, kanylskydd, rosa indikator, vattentätethet, anvisningar för förvaring
- Kommunikationsprocess i fjärrkommunikation
- Aktivera Poden
 - Rumstempererat insulin
 - Fyll sprutan – min-/maxmängder
 - Förfyll INTE Poden
 - Val av ställe i rotation och förberedelse
 - Automatisk införande av kanyl – kontrollera infusionsställe/visningsfönster och rosa indikator
- När Poden ska bytas och tas av
- Steg för att deaktivera

Inställning och anslutning av Sensor

- Diskutera Sensorfunktion
- Diskutera fri "siktlinje" och avstånd mellan Pod och Sensor
- Para/koppla Sensor till Pod

Automatiserat Läge

- Automatiserat Automatiserat: Begränsat Manuellt

Kommentarer

Patientens/vårdnadshavarens underskrift: _____ Datum: ___/___/___

Utbildarens namn (textat): _____

Utbildarens underskrift: _____ Datum: ___/___/___

Omnipod® 5 – Översikt över Appen

Hemskärm

- Statusrad, Menyikon, Meddelande/Larm, Indikator för systemläge (Automatiserat Läge eller Manuellt Läge)
- Flikar
 - Dashboard – Aktivt Insulin, sensorvärde och trend
 - Insulin
 - Podinfo – Visa Podinfo

- Senaste bolus

- Bolusikon

- Sensorgraf

Menyikoner – Översikt

- Växla läge

- Inställningar – Basalprogram, Bolus

- Historisk information och Meddelanden

Systemlägen

- Automatiserat och Automatiserat Begränsat – (sensorvärden saknas, sensoruppvärmning)

- Ingen Podkommunikation

- Manuellt Läge

Fler funktioner

- Ytterligare utbildning före användning (t ex Aktivitetsfunktionen, Förlängd Bolus, Temp Basal, ytterligare basalprogram)

- Datahantering

Risklarm, Informationslarm och Meddelanden

- Risklarm – akut åtgärd krävs

- Informationslarm – respons krävs

- Meddelanderuta

Säkerhet

- Hypoglykemi

- Hyperglykemi, ketoner och diabetisk ketoacidosis

- Hantering av sjukdagar

- Kom ihåg att kontakta diabetesteamet i akuta fall

- Uppdateringar av programvara och hårdvara

